

멸균 밸리데이션 성적서 (ISO 11137-1, SAL 10^{-6})Sterility Validation Report (ISO 11137-1, SAL 10^{-6})

아래 Cat. No. 제품은 ISO 11137-1에 따른 방사선 멸균 공정으로 밸리데이션되었으며, 멸균 보증 수준(SAL) 10^{-6} 을 충족합니다.

The products listed below are sterilized by a radiation process validated to ISO 11137-1 and meet a sterility assurance level (SAL) of 10^{-6} .

발행 · Issuer	SPL Life Sciences Co., Ltd.	문서 번호	DEMO-STERILITY
주소	경기도 포천시 내촌면 금강로 2047번길 48	연결 방식	조건에 맞는 Cat. No.에만 연결

이 파일은 웹다트 시연 사이트의 「문서 1건 → 여러 제품 연결」 기능을 보여드리기 위해 만든 예시입니다. 실제 인증 문서가 아니며, 실제 사이트에서는 SPL이 보유한 원본 파일로 교체합니다.

This is a placeholder created by WEBDOT for demonstration only. It is not an actual certificate.

적용 Cat. No. · Applicable Cat. No. (509)

Cell Culture Flask

70012, 70112, 70312, 70212, 70025, 70125, 70325, 70225, 70075, 70175, 70375, 70275, 71175, 72175, 74175, 73175, 700225, 701225, 703225, 702225

SPLPermea™ Bag

200110, 200125, 200150

Serological Pipette

91001, 91002, 91005, 91010, 91025, 91050, 95001, 95002, 95005, 95010, 95025, 95050, 95205, 95210, 95225, 95250, 93001, 93002, 93005, 93010, 93025, 93050, 91110

Aspiration Pipette

94001, 94002, 94005, 94010

Micropipette Tip

92013, 92203, 92003, 92023, 92011, 92201, 92001, 92021, 92012, 92202, 92002, 92022

SPLScar™ Scratcher

201906, 201907, 201924, 201925

SPLScar™ Block

201935, 201938, 201936, 201937, 201939, 201930, 201916, 201904, 201914, 201934, 201902, 201903

Conical Tube

50015, 51015, 50050, 50515, 50250, 50040, 50115, 51115, 50150, 51150, 54015, 54115, 54050, 54150

Snap Tube

50215, 50415, 50450, 50650, 50315, 50550

5 ml Snap Tube

50105, 55105, 54105

IVF Dish

20260, 20261, 20262, 20263, 20237, 20238, 20302, 20303

Petri Dish

10035, 10050, 10060, 10090, 10091, 10093, 10095, 10096, 10100, 10101, 10150, 10151

Cell Culture Dish

11035, 11060, 11090, 11150, 11151, 20035, 20060, 20100, 20101, 20150, 20151

Black Plate

33212, 33312, 33224, 33324, 33196, 33296, 33396, 332384, 333384

Cryovial

43111, 43021, 43012, 43112, 43022, 43042, 43113, 43023, 44112, 44022

Specimen Cup & Bottle

400120, 410120, 410200, 400050, 400060

Partition Petri Dish

10092, 10192, 10292, 10094, 10097

Cell Culture Slide I

30101, 30111, 30121, 30401, 30501, 30102, 30112, 30122, 30402, 30502, 30104, 30114, 30124, 30404, 30504, 30108, 30118, 30128, 30408, 30508, 301012, 301112, 301212, 304012, 305012

Medical Container

400025

1.5ml Strip Tube

60715

RODAC Plate

10061, 10063

Square Dish

11125, 10245, 11245

Cell Strainer

93040, 93070, 93100

Cell Lifter

90040

Cell Scraper

90020, 90021, 90030, 90031, 90032

Tray Plate

31001

Erlenmeyer Flask

73250, 74250, 73500, 74500, 73000, 74000, 773000, 774000, 73002, 74002, 73003, 74003

Loop & Needle

90001, 90010

Spreader

90050

Incu Tissue

310070

Plant Culture Dish

310100, 310200

Cell Culture Plate

30006, 32006, 30012, 32012, 30024, 32024, 30048, 32048, 30096, 32096, 34096, 34296, 36296, 30097, 32097, 37384, 38384

Cell Culture Slide Hybridwell™

33101, 33201, 33301

Confocal Dish & Plate

100350, 100351, 101350, 102350, 103350, 104350, 200350, 210350, 211350, 212350, 213350, 214350, 30106, 30206, 230106, 230206

Media Bottle

56031, 56061, 56060, 56125, 56250, 56500, 56000

Reservoir

22001, 22050, 23050, 21002, 21102, 21008, 21012

Black & White Plate 96well

30196, 30296

Coverslip

20009, 20012, 20018, 20025

Square Dish

10125

Tray Plate

30001

Roller Bottle

55085, 55185, 55285, 55385

Bioreactor

51315, 50351

SPLInsert™ Standing

35306, 35406, 35506, 35324, 35424, 35524, 36306, 36406, 36506, 36324, 36424, 36524, 37306, 37406, 37506, 37324, 37424, 37524

SPLInsert™ Hanging

35006, 35106, 35206, 35012, 35112, 35212, 35024, 35124, 35224, 36006, 36106, 36206, 36012, 36112, 36212, 36024, 36124, 36224, 37006, 37106, 37206, 37012, 37112, 37212, 37024, 37124, 37224, 35606, 35706, 35806, 36606, 36706, 36806, 37606, 37706, 37806, 35612, 35712, 35812, 36612, 36712, 36812, 37612, 37712, 37812, 35624, 35724, 35824, 36624, 36724, 36824, 37624, 37724, 37824

Water Sample Bottle

410011, 410012, 410014

Co-culture Dish (JLK)

209260, 209200

Microcentrifuge Tube

60115, 60117, 61120

Cell Culture Square Bottle

51125, 51126, 51250, 51251, 51500, 51501, 51000, 51001

SPLPermea™ Dish

200235

Lid

35101, 35196

Multi Insert Dish

911605, 911606, 911607, 911615, 911617, 911625, 911627

Spheroid Forming Unit

911604

5 ml Screw Tube

51105, 53105, 56105

Bacteria Culture Tube

59015, 59050

Deep Well Plate

34008, 34496, 34696

Spheroid Dish

110350, 111350

White Plate

33496, 33596, 33696, 335384, 336384

Multi C-Strainer

94020, 94030, 94040, 94070, 94100

Q-Suction 8-Tip

92108, 92208

Multi Insert Dish 100Ø

911107, 911117

96well Hanging Drop Plate

331096, 331196, 331296

Filter Tube

65105, 65115, 65205, 65215

Vacuum Filter Tube

50850, 50851

Septum Tube

50715, 50750

Blood Separation Tube

50915, 50950

Miniwell Tray

30060, 30072

Cryo Tissue Container

43014

Protein Safe

65016, 65021, 55305, 55505, 55115, 55150

Co Culture Slide

32402, 32502, 32404, 32504

Blender Bag

97000, 97001, 97002

25 ml Conical Tube

50025, 50225, 54025, 50125

Strainer Tube

40405

Deep Well Reservoir

34002

Disposable Tweezers

90060, 90061

Bottle Top Filter

508150, 508151, 508250, 508251, 508500, 508501, 508000, 508001, 518150, 518151, 518250, 518251, 518500, 518501, 518000, 518001

Biotainer

562000, 565000

Cell Culture Module Plate

300906, 300924

Storage Bottle

550150, 550250, 550500, 551000

Bottle Top Filter Unit

508152, 508153, 508252, 508253, 508502, 508503, 508002, 508003, 518152, 518153, 518252, 518253, 518502, 518503, 518002, 518003

Cloning Cylinder

90070, 90071, 90072

Port Cap

99001

250 ml Conical Tube

558250

Reinforced Tube

47020, 47220

Tube Top Filter Unit

51850, 51851

25 ml Snap Tube

50425, 54425

DNA Safe

67016, 67021, 57305, 57505

Cluster Tube

60712, 61712

Sample Container

402120

Pestle Tube

68115

ICSI Dish

20253

Microdroplet Dish

20264

Homogenization Bead

99050, 99051

Diagnostic Bottle

556005

시연용 예시 문서 (SAMPLE)